

製品リスト／価格表(1)

UpCell[®] 細胞シート回収用温度応答性細胞培養器材

品名	サイズ(mm)	表面積	容量	品番	包装	希望販売価格(税抜)
96穴マルチウェル	86(L)×128(W)	0.33cm ² /well	0.4ml/well	CS1001	20枚	¥48,000
				CS1002	5枚	¥13,000
48穴マルチウェル	86(L)×128(W)	1.1cm ² /well	0.5ml/well	CS3001	20枚	¥48,000
				CS3011	5枚	¥13,000
24穴マルチウェル	86(L)×128(W)	1.9cm ² /well	1ml/well	CS3002	20枚	¥48,000
				CS3012	5枚	¥13,000
12穴マルチウェル	86(L)×128(W)	3.5cm ² /well	2ml/well	CS3003	20枚	¥48,000
				CS3013	5枚	¥13,000
6穴マルチウェル	86(L)×128(W)	9.6cm ² /well	3ml/well	CS3004	20枚	¥48,000
				CS3014	5枚	¥13,000
10cmディッシュ	92(D)×17(H)	56.7cm ²	12.5ml	CS3005	20枚	¥80,000
				CS3015	5枚	¥21,000
6cmディッシュ	60(D)×15(H)	21.5cm ²	5ml	CS3006	20枚	¥40,000
				CS3016	5枚	¥11,000
3.5cmディッシュ	40(D)×12(H)	8.8cm ²	3ml	CS3007	20枚	¥32,000
				CS3017	5枚	¥9,000

CellShifter[™] UpCell[®] 専用 細胞シート回収用支持体

品名	サイズ(直径)	品番	包装	希望販売価格(税抜)
48穴マルチウェル用	8mm φ	CSD006	48枚	¥3,750
24穴マルチウェル用	11mm φ	CSD005	24枚	¥1,900
12穴マルチウェル用	17mm φ	CSD004	12枚	¥1,900
10cmディッシュ用	81mm φ	CSD003	20枚	¥3,650
6cmディッシュ用	48mm φ	CSD002	20枚	¥3,600
3.5cmディッシュ用	30mm φ	CSD001	20枚	¥1,860
6穴マルチウェル用				

UpCell[®] 専用 細胞シート回収用ピンセット

品名	材質	長さ	品番	包装／箱	希望販売価格(税抜)
タイプR	SUS304	126mm	CSP002	1本	¥7,200
タイプS	SUS304	126mm	CSP001	1本	¥2,000
タイプR・Sセット	SUS304	126mm	CSP003	2本(各1本)	¥7,920

※本製品は未滅菌となっております。滅菌してからお使い下さい。

【お願い及び注意事項】

- ・EOG滅菌済みです(UpCell専用 細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です)。
- ・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。
- ・「希望販売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。記載の希望販売価格(税抜)は2017年11月1日現在の希望販売価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。

検証済み細胞に関する最新データを下記ホームページにて掲載中!
www.cellseed.com



【製品に関するお問い合わせ】

株式会社セルシード
 〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10
 テレコムセンタービル東棟15階
 TEL: 03-6380-7490 FAX: 03-6380-7491
 E-mail : info@cellseed.com

製品リスト／価格表(2)

RepCell™ 細胞回収用温度応答性細胞培養器材

品名	サイズ(mm)	表面積	容量	品番	包装	希望販売価格(税抜)
10cmディッシュ	92(D)×17(H)	56.7cm ²	12.5ml	CS1005	20枚	¥80,000
				CS1015	5枚	¥21,000
6cmディッシュ	60(D)×15(H)	21.5cm ²	5ml	CS1004	20枚	¥40,000
				CS1014	5枚	¥11,000
3.5cmディッシュ	40(D)×12(H)	8.8cm ²	3ml	CS1003	20枚	¥32,000
				CS1013	5枚	¥9,000

HydroCell™ 超低付着性細胞培養器材

品名	サイズ(mm)	表面積	容量	品番	包装	希望販売価格(税抜)
96穴平底マルチウエル	86(L)×128(W)	0.33cm ² /well	0.4ml/well	CS2001	20枚	¥44,000
				CS2011	5枚	¥12,000
96穴U底マルチウエル	86(L)×128(W)	0.36cm ² /well	0.3ml/well	CS2007	20枚	¥44,000
				CS2017	5枚	¥12,000
24穴マルチウエル	86(L)×128(W)	1.9cm ² /well	1ml/well	CS2006	20枚	¥44,000
				CS2016	5枚	¥12,000
12穴マルチウエル	86(L)×128(W)	3.5cm ² /well	2ml/well	CS2002	20枚	¥44,000
				CS2012	5枚	¥12,000
6穴マルチウエル	86(L)×128(W)	9.6cm ² /well	3ml/well	CS2008	20枚	¥44,000
				CS2018	5枚	¥12,000
10cmディッシュ	92(D)×21(H)	56.7cm ²	12.5ml	CS2003	20枚	¥30,000
				CS2013	5枚	¥8,500
6cmディッシュ	60(D)×15(H)	21.5cm ²	5ml	CS2004	20枚	¥25,000
				CS2014	5枚	¥7,250
3.5cmディッシュ	40(D)×12(H)	8.8cm ²	3ml	CS2005	20枚	¥20,000
				CS2015	5枚	¥6,000
NEW T75フラスコ	81(W)×125(L)* *キャップ及びネックを除く	75cm ²	260ml	CSF075	20個	¥42,000
NEW T25フラスコ	50(W)×76(L)* *キャップ及びネックを除く	25cm ²	70ml	CSF025	12個	¥17,000

【お願い及び注意事項】

- ・EOG滅菌済みです(UpCell専用 細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です)。
- ・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。
- ・「希望販売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。記載の希望販売価格(税抜)は2017年11月1日現在の希望販売価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。

検証済み細胞に関する最新データを下記ホームページにて掲載中!
www.cellseed.com

 **CellSeed**
 Regenerate the Future

【製品に関するお問い合わせ】

株式会社セルシード
 〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10
 テレコムセンタービル東棟15階
 TEL: 03-6380-7490 FAX: 03-6380-7491
 E-mail: info@cellseed.com

製品リスト／価格表(3)

UpCell[®] 細胞シート関連商品

品名	セット内容	品番	希望販売価格(税抜)
細胞シート練習セット	CS3017 UpCell 3.5cm ディッシュ(5枚入) × 2 packs CSG002 練習用ゲル* × 2 packs CSD001 CellShifter 3.5cm用 (20枚入) × 2 packs CSP003 ピンセット2本(タイプR・S各1本)* × 1 pack	CSG001	¥33,480
練習用ゲル*	練習用ゲル 専用トレイ(ふたつき)	CSG002	¥2,800

* 練習用ゲルとピンセットは未滅菌です。

UpCell[®] 専用細胞シート積層化デバイス

品名	内容	品番	希望販売価格(税抜)
CellStamp for UpCell 3.5cm dish	スタンプ1個、ストッパー1個、モールド台1個、モールド1個、 モールドリング1個、スタンプホルダー1個、スタンプ用フタ1個	CSS001	¥107,000
CellStamp for UpCell 3.5cm dish ゲルセット	スタンプ1個、ストッパー1個、モールド台1個、モールド1個、 モールドリング1個、スタンプホルダー1個、スタンプ用フタ1 個、 粉末ゼラチン1個、ボトルトップ滅菌フィルター1個、 ユニックス・タイトロック1個	CSS011	¥127,000
CellStamp for UpCell 24 well plate	スタンプホルダー1個、スタンプ4個、モールド台1個、 シリコンゴムモールド1個、24ウェル積層化用フタ1個	CSS002	¥118,000
CellStamp for UpCell 24 well plate ゲルセット	スタンプホルダー1個、スタンプ4個、モールド台1個、 シリコンゴムモールド1個、24ウェル積層化用フタ1個 粉末ゼラチン1個、ボトルトップ滅菌フィルター1個、 ユニックス・タイトロック1個	CSS012	¥138,000

※本製品をご購入の際には【使用目的確認書】を事前にご提供頂く必要がありますので予めご了承下さい。

【お願い及び注意事項】

- ・EOG滅菌済みです(UpCell専用 細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です)。
- ・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。
- ・「希望販売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。記載の希望販売価格(税抜)は2017年11月1日現在の希望販売価格です。
予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。

検証済み細胞に関する最新データを下記ホームページにて掲載中!
www.cellseed.com



【製品に関するお問い合わせ】

株式会社セルシード
〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10
テレコムセンタービル東棟15階
TEL: 03-6380-7490 FAX: 03-6380-7491
E-mail: info@cellseed.com

製品リスト／価格表(4)

UpCell[®] / RepCell[™] 専用 ThermoPlate II

	内容	品番	希望販売価格(税抜)
UpCell/RepCell専用 ThermoPlate II-X	構成部品目: 本体(サーモプレート) 1台、コントローラー 1台 滅菌対応温度センサー 1本 センサー線用延長ケーブル 1本 ソフトTEM(CD-ROM) 1枚、USBケーブル 1本 設定範囲: 室温~50°C 温度精度: ±0.3°C(at 37°C/室温25°C) 外形寸法: 本体 W150×D110×H10 (mm) コントローラー W104×D137×H116 (mm) 重量: 本体 約70g / コントローラー 約460g	CST002	¥239,000
UpCell/RepCell専用 ThermoPlate II-S	構成部品目: 本体(サーモプレート) 1台、コントローラー 1台 設定範囲: 室温~50°C 温度精度: ±0.3°C(at 37°C/室温25°C) 外形寸法: 本体 W150×D110×H10 (mm) コントローラー W104×D137×H116 (mm) 重量: 本体 約70g / コントローラー 約460g	CST003	¥189,000

cellZscope 細胞タイトジャンクションリアルタイムモニタリングシステム

品名	内容	品番	希望販売価格(税抜)※
cellZscope for 6-well inserts	外形寸法: セルモジュール W31×D24×H5 (cm) コントローラー W27×D27×H6 (cm)	CSZ06001	¥5,000,000
cellZscope for 12-well inserts	外形寸法: セルモジュール W31×D24×H5 (cm) コントローラー W27×D27×H6 (cm)	CSZ12001	¥5,000,000
cellZscope for 24-well inserts	外形寸法: セルモジュール W31×D24×H5 (cm) コントローラー W27×D27×H6 (cm)	CSZ24001	¥5,000,000

※ノートパソコンは含みません

【お願い 及び 注意事項】

- ・EOG滅菌済みです(UpCell専用 細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です)。
 - ・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
 - ・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。
 - ・「希望販売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。記載の希望販売価格(税抜)は2017年11月1日現在の希望販売価格です。
- 予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。

検証済み細胞に関する最新データを下記ホームページにて掲載中!
www.cellseed.com



【製品に関するお問い合わせ】

株式会社セルシード
 〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10
 テレコムセンタービル東棟15階
 TEL: 03-6380-7490 FAX: 03-6380-7491
 E-mail: info@cellseed.com