

製品リスト／価格表(1)

UpCell[®] 細胞シート回収用温度応答性細胞培養器材

| 品名 | サイズ(mm) | 表面積 | 容量 | 品番 | 包装 | 希望販売価格(税抜) |
|------------|--------------|---------------------------|------------|--------|-----|------------|
| 96穴マルチウェル | 86(L)×128(W) | 0.33cm ² /well | 0.4ml/well | CS1001 | 20枚 | ¥48,000 |
| | | | | CS1002 | 5枚 | ¥13,000 |
| 48穴マルチウェル | 86(L)×128(W) | 1.1cm ² /well | 0.5ml/well | CS3001 | 20枚 | ¥48,000 |
| | | | | CS3011 | 5枚 | ¥13,000 |
| 24穴マルチウェル | 86(L)×128(W) | 1.9cm ² /well | 1ml/well | CS3002 | 20枚 | ¥48,000 |
| | | | | CS3012 | 5枚 | ¥13,000 |
| 12穴マルチウェル | 86(L)×128(W) | 3.5cm ² /well | 2ml/well | CS3003 | 20枚 | ¥48,000 |
| | | | | CS3013 | 5枚 | ¥13,000 |
| 6穴マルチウェル | 86(L)×128(W) | 9.6cm ² /well | 3ml/well | CS3004 | 20枚 | ¥48,000 |
| | | | | CS3014 | 5枚 | ¥13,000 |
| 10cmディッシュ | 92(D)×17(H) | 56.7cm ² | 12.5ml | CS3005 | 20枚 | ¥80,000 |
| | | | | CS3015 | 5枚 | ¥21,000 |
| 6cmディッシュ | 60(D)×15(H) | 21.5cm ² | 5ml | CS3006 | 20枚 | ¥40,000 |
| | | | | CS3016 | 5枚 | ¥11,000 |
| 3.5cmディッシュ | 40(D)×12(H) | 8.8cm ² | 3ml | CS3007 | 20枚 | ¥32,000 |
| | | | | CS3017 | 5枚 | ¥9,000 |

CellShifter[™] UpCell[®] 専用 細胞シート回収用支持体

| 品名 | サイズ(直径) | 品番 | 包装 | 希望販売価格(税抜) |
|-------------|---------|--------|-----|------------|
| 48穴マルチウェル用 | 8mmφ | CSD006 | 48枚 | ¥3,750 |
| 24穴マルチウェル用 | 11mmφ | CSD005 | 24枚 | ¥1,900 |
| 12穴マルチウェル用 | 17mmφ | CSD004 | 12枚 | ¥1,900 |
| 10cmディッシュ用 | 81mmφ | CSD003 | 20枚 | ¥3,650 |
| 6cmディッシュ用 | 48mmφ | CSD002 | 20枚 | ¥3,600 |
| 3.5cmディッシュ用 | 30mmφ | CSD001 | 20枚 | ¥1,860 |
| 6穴マルチウェル用 | | | | |

UpCell[®] 専用 細胞シート回収用ピンセット

| 品名 | 材質 | 長さ | 品番 | 包装/箱 | 希望販売価格(税抜) |
|-----------|--------|-------|--------|---------|------------|
| タイプR | SUS304 | 126mm | CSP002 | 1本 | ¥7,200 |
| タイプS | SUS304 | 126mm | CSP001 | 1本 | ¥2,000 |
| タイプR・Sセット | SUS304 | 126mm | CSP003 | 2本(各1本) | ¥7,920 |

※本製品は未滅菌となっております。滅菌してからお使い下さい。

【お願い及び注意事項】

- ・EOG滅菌済みです(UpCell専用 細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です)。
- ・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。
- ・「希望販売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。記載の希望販売価格(税抜)は2016年1月1日現在の希望販売価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。

検証済み細胞に関する最新データを下記ホームページにて掲載中!
www.cellseed.com



【製品に関するお問い合わせ】

株式会社セルシード
 〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10
 テレコムセンタービル15F
 TEL: 03-6380-7490 FAX: 03-6380-7491
 E-mail: info@cellseed.com

製品リスト／価格表(2)

RepCell™ 細胞回収用温度応答性細胞培養器材

| 品名 | サイズ(mm) | 表面積 | 容量 | 品番 | 包装 | 希望販売価格(税抜) |
|------------|-------------|---------------------|--------|--------|-----|------------|
| 10cmディッシュ | 92(D)×17(H) | 56.7cm ² | 12.5ml | CS1005 | 20枚 | ¥80,000 |
| | | | | CS1015 | 5枚 | ¥21,000 |
| 6cmディッシュ | 60(D)×15(H) | 21.5cm ² | 5ml | CS1004 | 20枚 | ¥40,000 |
| | | | | CS1014 | 5枚 | ¥11,000 |
| 3.5cmディッシュ | 40(D)×12(H) | 8.8cm ² | 3ml | CS1003 | 20枚 | ¥32,000 |
| | | | | CS1013 | 5枚 | ¥9,000 |

HydroCell™ 超低付着性細胞培養器材

| 品名 | サイズ(mm) | 表面積 | 容量 | 品番 | 包装 | 希望販売価格(税抜) |
|-------------|--------------|---------------------------|------------|--------|-----|------------|
| 96穴平底マルチウエル | 86(L)×128(W) | 0.33cm ² /well | 0.4ml/well | CS2001 | 20枚 | ¥44,000 |
| | | | | CS2011 | 5枚 | ¥12,000 |
| 96穴U底マルチウエル | 86(L)×128(W) | 0.36cm ² /well | 0.3ml/well | CS2007 | 20枚 | ¥44,000 |
| | | | | CS2017 | 5枚 | ¥12,000 |
| 24穴マルチウエル | 86(L)×128(W) | 1.9cm ² /well | 1ml/well | CS2006 | 20枚 | ¥44,000 |
| | | | | CS2016 | 5枚 | ¥12,000 |
| 12穴マルチウエル | 86(L)×128(W) | 3.5cm ² /well | 2ml/well | CS2002 | 20枚 | ¥44,000 |
| | | | | CS2012 | 5枚 | ¥12,000 |
| 6穴マルチウエル | 86(L)×128(W) | 9.6cm ² /well | 3ml/well | CS2008 | 20枚 | ¥44,000 |
| | | | | CS2018 | 5枚 | ¥12,000 |
| 10cmディッシュ | 92(D)×21(H) | 56.7cm ² | 12.5ml | CS2003 | 20枚 | ¥30,000 |
| | | | | CS2013 | 5枚 | ¥8,500 |
| 6cmディッシュ | 60(D)×15(H) | 21.5cm ² | 5ml | CS2004 | 20枚 | ¥25,000 |
| | | | | CS2014 | 5枚 | ¥7,250 |
| 3.5cmディッシュ | 40(D)×12(H) | 8.8cm ² | 3ml | CS2005 | 20枚 | ¥20,000 |
| | | | | CS2015 | 5枚 | ¥6,000 |

【お願い及び注意事項】

- ・EOG滅菌済みです(UpCell専用 細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です)。
- ・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。
- ・「希望販売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。記載の希望販売価格(税抜)は2016年1月1日現在の希望販売価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。

検証済み細胞に関する最新データを下記ホームページにて掲載中!
www.cellseed.com



【製品に関するお問い合わせ】

株式会社セルシード
 〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10
 テレコムセンタービル15F
 TEL: 03-6380-7490 FAX: 03-6380-7491
 E-mail: info@cellseed.com

製品リスト／価格表(3)

UpCell[®] 細胞シート関連商品

| 品名 | セット内容 | 品番 | 希望販売価格(税抜) |
|------------|---|--------|------------|
| 細胞シート練習セット | CS3017 UpCell 3.5cm ディッシュ(5枚入) × 2 packs CSG002 練習用ゲル* × 2 packs CSD001 CellShifter 3.5cm用(20枚入) × 2 packs CSP003 ピンセット2本(タイプR・S各1本)* × 1 pack | CSG001 | ¥33,480 |
| 練習用ゲル* | 練習用ゲル 専用トレイ(ふたつき) | CSG002 | ¥2,800 |

* 練習用ゲルとピンセットは未滅菌です。

| 品名 | 内容 | 品番 | 希望販売価格(税抜) |
|--------------------------------------|--|--------|------------|
| UpCell/RepCell専用 ThermoPlate II-X | 構成部品目: 本体(サーモプレート) 1台、コントローラー 1台 滅菌対応温度センサー 1本 センサー線用延長ケーブル 1本 ソフトTEM(CD-ROM) 1枚、USBケーブル 1本 設定範囲: 室温~50°C 温度精度: ±0.3°C(at 37°C/室温25°C) 外形寸法: 本体 W150×D110×H10 (mm) コントローラー W104×D137×H116 (mm) 重量: 本体 約70g / コントローラー 約460g | CST002 | ¥239,000 |
| UpCell/RepCell専用 ThermoPlate II-S | 構成部品目: 本体(サーモプレート) 1台、コントローラー 1台 設定範囲: 室温~50°C 温度精度: ±0.3°C(at 37°C/室温25°C) 外形寸法: 本体 W150×D110×H10 (mm) コントローラー W104×D137×H116 (mm) 重量: 本体 約70g / コントローラー 約460g | CST003 | ¥189,000 |

| 品名 | 内容 | 品番 | 希望販売価格(税抜)※ |
|-----------------------------------|--|----------|-------------|
| cellZscope for 6-well inserts | 外形寸法: セルモジュール W31×D24×H5 (cm) コントローラー W27×D27×H6 (cm) | CSZ06001 | ¥5,000,000 |
| cellZscope for 12-well inserts | 外形寸法: セルモジュール W31×D24×H5 (cm) コントローラー W27×D27×H6 (cm) | CSZ12001 | ¥5,000,000 |
| cellZscope for 24-well inserts | 外形寸法: セルモジュール W31×D24×H5 (cm) コントローラー W27×D27×H6 (cm) | CSZ24001 | ¥5,000,000 |

※ノートパソコンは含みません

【お願い及び注意事項】

- ・EOG滅菌済みです(UpCell専用 細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です)。
- ・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
- ・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。
- ・「希望販売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。記載の希望販売価格(税抜)は2014年1月1日現在の希望販売価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。